

# 2.2 mm

**IDEA<sup>®</sup>** – KIT PER MINI-INCISIONE DA 2.2 mm

**IDEA<sup>®</sup>** – IOL PER MINI-INCISIONE DA 2.2 mm

- Lente intraoculare asferica per mini-incisione da 2.2 mm
- Design brevettato “Elastic Band” delle anse per un posizionamento prevedibile e stabile nel sacco capsulare
- Design adattabile delle anse per la stabilità post-operatoria della IOL in qualsiasi struttura morfologica dell'occhio
- Tecnologia brevettata “Double Square Edge” per aumentare il livello di protezione dall'opacificazione della capsula posteriore (PCO)
- Design ottico ottimizzato per migliori prestazioni ottiche e maggiore comfort per il paziente.

## PARAMETRI

- Dimensioni: 6,0 mm/13,0 mm
- Materiale: HEMA 26%
- Indice refrattivo: 1.465 in acqua
- Protezione da PCO: “double square edge” a 360°/angolazione delle anse di 9°
- Range Diottrico: da -10.0 D a +40.0 D con incrementi di 1,0 D; da +10.0 D a +30.0 D con incrementi di 0.5 D
- Biometria: stima della costante A per la formula SrK-T: 119.0
- Tipo di ottica: biconvessa ( $D \geq 0$ )/ convessa-concava ( $D < 0$ )



## XDIS – SISTEMA DI INIEZIONE MONOUSO XCELENS

- Sistema di iniezione completamente monouso per eliminare il rischio di contaminazione crociata
- Il kit include una cartuccia e un iniettore da 2.2 mm



### PARAMETRI

- Tipo di iniettore: iniezione idraulica con siringa
- Testa dell'iniettore: stantuffo in silicone
- Dimensioni della cartuccia: Ø interno: 1,3 mm/Ø esterno: 1.58 mm
- Testa della cartuccia: angolazione di 40°

## XMDK – BISTURI MONOUSO XCELENS PER MINI-INCISIONE

- Bisturi chirurgico monouso per eliminare il rischio di contaminazione crociata
- Riferimento visivo per le lunghezze del tunnel per una dimensione dell'incisione prevedibile

### PARAMETRI

- Dimensioni dell'incisione: 1.3 mm per la paracentesi/2.2 mm per l'incisione principale
- Geometria della lama: taglio laterale parallelo
- Spessore della lama: 0.15 mm

Ø 6,0 mm  
Ø 13,0 mm

Ø 1,58 mm

1,3 mm  
2,2 mm

## CONTATTI:

**Xcelens** S.A.  
Chemin des A ulx 18  
1228 Plan-les-ouates  
Givevra/Svizzera

Tel.: + 41 (0) 22 884 83 49  
Fax: + 41 (0) 22 794 66 65  
info@xcelens.ch  
[www.xcelens.ch](http://www.xcelens.ch)

## DISTRIBUTORE:

Dipo srl

Via Tullio Ascarelli,86

00166 - Roma  
Tel. +39 06 6693403  
Fax. +39 06 6690592  
Mobile +39 3281051330

info@gruppodipo.it

[www.gruppodipo.it](http://www.gruppodipo.it)